


ХИМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ



Texwipe's Этикетка с индикатором химической стерилизации паром разработан и создан для легкого и точного ведения учета материалов, подлежащих процессу паровой стерилизации.

АВТОКЛАВРОВАНИЕ

Этикетка, изготовленная из уникального материала от Texwipe, предотвращает стирание написанной информации в процессе паровой стерилизации. Наш клей позволяет снять этикетку после автоклавирования и прикрепить ее обратно к форме отслеживания для сохранения постоянной записи.

СТАНДАРТЫ ААМІ ST60, ISO11140-1

Этикетка с индикатором химической стерилизации паром от Texwipe соответствует спецификациям производительности, описанным в ААМІ ST60 и ISO11140-1 "Стерилизация медицинских изделий - Химические индикаторы - Часть 1: Общие требования", раздел 6 для индикаторов процесса класса 1.

ФУНКЦИИ

- Разработана и отформатирована для записи данных и отслеживания образцов
- Индикатор чернил сигнализирует о завершении работы автоклава
- Снимается со стеклянных, металлических поверхностей и поверхностей стерилизационных пакетов
- Без остаточной конструкции индикатора

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поддерживает точную регистрацию данных и отслеживание образцов
- Удобный формат для записи информации
- Записанные данные остаются нетронутыми в процессе паровой стерилизации
- Сигнализирует о завершении процесса автоклавирования (изменение цвета чернил – от синего до розового)
- Исключает необходимость повторной очистки после паровой стерилизации (без остатков)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Металлические лотки
- Стеклянная посуда
- Инструменты и приспособления
- Пакеты для автоклавов

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

- Материал: Teslin®
- Клей: Автоклавируемый; самоклеящийся покрытие
- Материал подложки : Полиэстер
- Чернила: На водной основе

ПРОДУКТ

КОД	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА
TX522A	Автоклавная этикетка 51x51mm	500 шт/рул



Americas
1210 South Park Drive
Kernersville, NC 27284
Tel 336.996.7046
www.texwipe.com
info@texwipe.com

Europe/Middle East
Saffierlaan 5
2132 VZ Hoofddorp
The Netherlands
Tel +31 88 1307 410

Химический индикатор для стерилизации

<u>СВОЙСТВА</u>	<u>ЗНАЧЕНИЕ</u>
Изменение цвета	Синего на розовый
Параметры	Насыщенный пар; 121°, 15 минут
Тип стерилизация	ПАР
Условия хранения (перед использованием)	Хранить в прохладном сухом месте
КОД ПРОДУКТА	ТХ522А
Условия хранения (после использования)	Хранить при комнатной температуре